

M106-1

タケシくん


●付属品/ベビーパウダー

入浴できる小児モデル

愛情を込めて本当の子どもを扱っているような看護実習が可能となりました。

人体に近い素材を用い、生きているようなあたたかさをもった肌がついに実現しました。手足の関節の動きもスムーズでリアルな動きになっています。かわいく、本当の子どもをさわっているような感覚です。

●小児(約5才児)の各種実習用モデル人形です。小児看護学習に最適です。



実習

●全身清拭 ●体位変換 ●輸送 ●寝衣交換 ●包帯 他



シームレスなので、入浴・部分浴の実習で、実際のお湯に入れられます。



関節の動きがリアルです。



規格

身長	120cm
体重	約10kg
材質	シリコン

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com