

M156

褥創ケアシミュレーター(装着型)

- 数量/4種一組 ●1ケの重量/約1.5kg ●1ケのサイズ/W39×D22×H10cm
- 指導/高岡駅南クリニック院長 塚田邦夫・金沢大学医学部保健学科 真田弘美

ステージⅠ～Ⅳの各ステージの特徴をリアルに表現した褥創シリーズ

ステージⅠ～Ⅳの4種一組で各ステージの特徴を表現した彩色で、着色は内側からされているため、薬剤の使用または洗浄しても色落ちしません。また、褥創部は実習後も変色しません。表皮の損傷の構造や、ソフトな感触も各ステージごとにリアルに再現されており、各過程に応じたケアの実習ができます。装着ベルト付で人体またはモデル人形に取り付けられます。



ステージⅠ度

表皮は破られていないが発赤が見られる。



ステージⅡ度

表皮剥離、出血や浸出液が見られる。



ステージⅢ度

筋層以下まで障害されたⅣ度の治癒過程。



ステージⅣ度

筋膜や骨膜に至る皮膚と皮下組織が広く遊離したポケットがある。



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com