

M186

サカモト妊産婦モデル


●付属品/性器(肌色・透明)、ビニール胎児、専用潤滑剤、ベビーパウダー

分娩介助の一連のトレーニングに!



特長

透明性器で、排臨の前段階の
児頭の様子や、回旋の説明に有効



▲会陰の保護

規格

身長	154cm
体重	約9kg

交換用パーツ

交換用性器(肌色)
交換用性器(透明)

実習

フリースタイル分娩に対応




▲仰臥位




▲側臥位



▲四つん這い(膝胸位)



▲スクワット



▲立位

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL: <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail: info@sakamoto-model.com