

M191-1

サカモト分娩監視装置シミュレーターⅡ

- 重量／約10kg
- 付属品／胎児（触診用）記録紙サンプル4種類（正常、頻脈、徐脈、一過性徐脈） 模擬トランスジューサー×2
模擬トランスジューサー固定用ベルト×2 ベビーパウダー 胎児用クッション



実際の妊産婦に近い
やわらかなボディ!



実習

1. 装着実習



トランスジューサーのベルト固定実習

2. 測定実習



腹囲測定、子宮底測定が可能

3. 心音聴取実習



胎児の方向により、4方位での心音聴取が可能

4. 触診実習



診察用胎児を用いた、胎児の触診が可能

ポイント

1. 胎児



より実践に近く、10ヶ月状態に変更

2. 記録紙サンプル



記録紙サンプル4列（正常、頻脈、徐脈、一過性徐脈）が新たに追加

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com