


# M152-2

## 殿筋注射部位クリア3Dモデル

●重量/約5kg

これまで教科書のみで平面的(2D)に確認していた注射部位を、立体的(3D)に説明することでよりわかりやすく直感的に理解を深めることができます。見て学ぶだけでなく実際に手をそえて確認できるため、より具体的なシミュレーションが可能です。実際に注射針を刺入することも可能なので、一連の動作を確認できます。(液の注入はできません)



### 注射針の刺入も可能


刺入までの一連の動作をシミュレーションできるとともに、中殿筋までの刺入角度の感覚をつかむことができます。  
注:液の注入はできません。

### 実 習


3つの注射部位をシミュレーションできます。



ホップシュテッターの部位



クラークの点



四分三分法

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)