

# M160-2/M160-3

## 女性導尿シミュレーターBasic 男性導尿シミュレーターBasic

- 重量/約3.3kg ●ケースサイズ/W60×D55×H34cm ●ボディ/サイズW40×D55×H26cm
- 付属品/イルリガートル、イルリガートル用スタンド、ネラトンカテーテル8EG、バルーンカテーテル16Fr、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納バッグ

タフな構造で、扱いやすい導尿モデル。男女性器の付け替えが簡単にできます。




導尿によって実際に尿(水)が流出します。

### 特長

- カテーテルのテープ固定が可能



- 柔らかいボディ



- ワンタッチで性器の取替えが可能



### 交換用パーツ

- M160-5 ボディ(単品)
- M160-6 女性器(単品)
- M160-7 男性器(単品)
- M160-8 装着用パンツ

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)