


AM-1

刺鍼トレーニングパッド

- 数量／5セット一組 ●重量／約0.7kg ●ケースサイズ／W27×D22×H11cm
- 付属品／装着用ベルト5本、収納ケース

「おし手」「さし手」「ちよくし直刺」「しゃし斜刺」など 刺鍼の基本実技習得に最適

「刺鍼パッド」は刺鍼に関する基礎的な技術を習得できるトレーニングパッドです。表皮をリアルに再現しているため、実際に刺鍼する際の感触を確かめながら実習することができます。“鍼の扱い”や“手順”など、練習しにくかった技術を、何度でも反復練習することができ、体に覚えこませることが可能です。



特長

1 鍼跡が残らない表皮

表皮は、鍼跡が残らない特殊素材。何度も繰り返し練習することができます。また、なめらかな肌触りと自然な刺入感を備えているため人体施術に近い実習が可能になりました。

2 押手や直刺・斜刺に対応

押手を習得するのに適したサイズで、適度な弾力があり押手圧の調整も練習できます。両手挿管や片手挿管など課題を決めて繰り返し練習が可能。側面の角度表示により直刺や斜刺の練習の際、刺入角度を確かめながら学べます。

3 好きな部位に装着できる

装着用ベルトにより、好きな部位に装着が可能。二人一組の実習で、実際の体位をとりながら刺鍼練習ができます。また、“患者役”を体験することで、施術を受ける不安なども体験でき、精神的なケアの必要性を理解できます。

実習

1 直刺

鍼をまっすぐ刺すもっとも基本的な技術を練習。管鍼法のみならず撚鍼法でも練習できます。



<別売 M182 装着用腕>

2 斜刺

断面の角度計に合わせて斜刺の練習が可能です。



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com