

ニューともこ

●付属品／洗髪用かつら、寝衣、専用潤滑剤、ベビーパウダー、カテーテル一式、“けっかん”くんⅡ、模擬胃ろうカテーテル、模擬気管カニューレ、専用テープ2巻

しなやかな美しさ、 触れたいくなる柔らかさを備えた 全身モデル

実習可能項目一覧

- | | |
|----------|------------|
| ●体位変換 | ●吸引 |
| ●筋肉注射 | ●導尿 |
| ●静脈注射／採血 | ●栄養（経口・経鼻） |
| ●口腔内ケア | ●洗腸 |
| ●胃ろうケア | ●排便 |
| ●中心静脈栄養 | ●腸洗浄／胃洗浄 |
| ●人工肛門ケア | ●排泄援助 |
| ●気管切開ケア | ●抑制 |
| ●寝衣交換 | ●あんぼう |
| ●輸送 | ●包帯 |
| ●全身清拭 | ●洗髪 |



point! リニューアルPOINT


実習可能項目が増えました。



気管カニューレ



胃ろう



専用テープ



関節の固定

規格

身長	165cm
体重	約17kg
材質	シリコン

付属品

“けっかん”くんⅡ(1ヶのみ)

●重量/1ヶ 0.7kg ●付属品/血液バッグ、装着用ベルト

専用テープ 19mm×5m(5巻/セット)

洗髪用かつら

寝衣

専用潤滑剤

ベビーパウダー

模擬胃ろうカテーテル

模擬気管カニューレ

カテーテル一式

●バルーンカテーテル 14Fr ●胃カテーテル 10mm

●栄養カテーテル No.4 ●ネラトンカテーテル 15EG

●ネラトンカテーテル 8EG



! “けっかん”くんⅡ(1ヶ)がニューともこに含まれます。



模擬胃ろうカテーテル

テーピングの実習ができるようになりました。



専用テープ

看護師教育カリキュラムに基づいた、各種実習が可能です。

“ニューともこ”は、看護師教育カリキュラムに基づいて設計されているため、さまざまな実習科目に対応。食事や衣生活などの基礎的な援助技術をはじめ、カテーテル挿入に伴うアフターケアについてなど、医療現場で不可欠な各種技術を身につけることができます。

実習

気管切開ケア



吸引



胃ろうケア



中心静脈ケア



栄養(経口・経鼻)



胃洗浄・腸洗浄



導尿



浣腸



人工肛門ケア



体位変換



口腔内ケア



静脈注射



※付属の“けっかん”くんⅡを用いて静脈注射実習が可能です。

M102-1

外性器は男性器に
交換可能
男性生殖器(交換式)

- 重量/1ヶ 0.5kg
 - 付属品/イルリガートル、腸
- <別売スタンド>



M101-5

モデル人形収納バッグ 1体用

- 材質/ナイロン

