

M153-1

“でんちゅう”くん Type II


●重量/約1.2kg ●ケースサイズ/W46×D16×H26cm ●付属品/装着用ベルト、排液バッグ、収納ケース

クラークの点・ホッホシュテッターの部位に対応 側臥位でのシミュレーションが可能

“でんちゅう”くんの良さはそのままに、さらに幅広い実習が可能になりました。

二人一組のペアで実習を行うことができ、実際の体位(側臥位)をとることが可能です。


装着型なので患者の不安な気持ちを実感でき、“気づかい”の面での成長を促すこともできます。



表皮は針跡の残らない特殊素材です。



コンパクトで置き場所に困りません。



誤った部位であれば“赤ランプ”点滅とブザーで警告します。
正しい部位に穿刺すると『緑ランプ』で成功を知らせます。
(クラークの点・ホッホシュテッターの部位のみ)

実 習

ホッホシュテッターの部位 クラークの点



上前腸骨棘・上後腸骨棘・大転子などの骨格を触ることができ、注射部位を探る訓練に最適です。



実際に液を注射することができます。
※薬液は使用しないでください。液は水(水道水のみ)を使用してください。

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com