

M164

“ちょうしん”くん

●重量/約14kg ●ケースサイズ/W65×D58×H28cm

●付属品/Windows版 インストール済ノート型パソコン、USBケーブル、ソフトCD-ROM（日本語版、英語版）、聴診器、胸部カバー、収納ケース

さまざまな症例の再現により臨場感のある聴診を実習

「ちょうしん”くん」は患者の心音と呼吸音の症例をコンピュータによりリアルに再現。聴診器を使って各部位を確認しながら、疾患の特徴を聴きわけることができる聴診技術の向上をめざした教育モデルです。

病院、学校、講習会場、自宅などあらゆる場所で繰り返し練習ができます。

また、救急救命士の、緊急時における聴診技術向上のためにも役立ちます。



胸部カバー（聴診の部位がわかります）

規格

サイズ	本体 W55×D23×H50cm ボックス W16×D23×H 9cm
心音	20症例×4部位
心拍数	可変
呼吸音	12症例×3部位
呼吸数	可変

音量	可変
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
使用周辺温度	5~40℃

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com