

# M183


## 装着型静脈注射判定トレーナー アイ・ヴィ I.V.ジャッジマン

特許

●重量/約4kg ●ケースサイズ/W51×D42×H20cm ●付属品/装着用ベルト、交換用血管、収納ケース

### 初の静脈注射正誤判定モデル!!

3つの主要な静脈(尺側皮静脈/橈側皮静脈/  
肘正中皮静脈)への注射正誤を  
ランプ・チャイム音・ブザーで判定!



#### 交換用パーツ

交換用血管

point!

- 肘正中皮静脈を内蔵!
- 簡単に交換できます。



#### 実習

注射頻度の高い  
肘正中皮静脈に対応!

#### 静脈注射(穿刺)



#### 採血



#### 留置針の刺入・テープ固定



#### 特長

1 注射正誤を、ランプ・チャイム音・ブザーの3つの方法で判定!  
(試験にも活用できます)

#### OK

正しく静脈に刺入した場合、緑色ランプが点灯し、正解チャイム音がなります。




#### 部位NG・深さNG

注射部位に誤りのある場合・血管を超えて後壁まで貫いた場合は、赤色ランプが点滅し、ブザーで警告します。



2 電動ポンプで血液循環を再現。逆血が確認できます。



## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)