

M184

デュアル

サカモト分娩介助トレーナーDual

●重量/約13kg ●ケースサイズ/W74×D37×H55cm ●付属品/母体、性器(肌色・透明)、ビニール胎児、専用潤滑剤、ベビーパウダー

透明の性器により、児頭の状態が確認可能

特長

2つの特長(Dual)

1 二種類(Dual)の性器(肌色・透明)

肌色の性器に加え、“透明の性器”も付属。排産の段階の児頭の様子や回旋の説明するのに有効です。



2 二種類(Dual)の体位

仰臥位だけでなく四つん這い(膝胸位)での分娩も可能です。それにより体位により変わってくる介助の向きや児頭の保護などのポイントをトレーニングすることができます。



◀四つん這い(膝胸位)

実習

1 分娩介助

会陰の保護、児頭の保護、前在肩甲娩出(後在肩甲娩出)、体幹の娩出など一連の分娩介助のリアルなトレーニングが可能です。

また『胎児を操作する』側には回旋の理解が求められ、介助を習得する助けになります。

● 会陰の保護



● 発露



● 前在肩甲娩出



2 胎盤・羊膜の確認

模式化された胎盤には羊膜が付いており、子宮内への残存の有無を確認するシミュレーションができます。また胎盤とつながっている臍帯は軟質素材で、実際にクリップすることができます。



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com