


M196

エコーガイドPICCトレーナー

- 重量/約2.3kg ●ケースサイズ/W69×D39×H19cm ●付属品/M196用血管通し棒、ペーパーパウダー、計量カップ、収納ケース
- 監修/北海道医療大学看護福祉学部 臨床看護学講座 塚本容子先生
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学/創傷看護学分野 真田弘美先生
敷中幸一先生

エコーガイド下での上腕PICC法の習熟に



特長

- 1 エコーガイド下での上腕PICC法を学べる 
- 2 エコー画像に穿刺跡が残らない
- 3 逆血が再現可能 
- 4 血管とパッドの交換が可能 
- 5 実習場所を選ばないコンパクトサイズ

実習

エコーガイド下での静脈穿刺



ガイドワイヤー挿入



ダイレータ挿入



カテーテル挿入



交換用パーツ

交換用血管(10本入り)

※パッドも交換できます。

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com