

M200-2

男性導尿&浣腸シミュレーター

導尿と浣腸、2つの実習をこの1体で。



- 重量/約5.5kg
- ケースサイズ/W56×D42×H34cm
- 付属品/模擬軟便(黄褐色)、模擬軟便攪拌用容器、模擬軟便攪拌用マドラー、トレー、交換用逆流防止弁×2、ボトル(1L)、ボトル用台座、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納ケース

特長 実習の準備・後片付けがわずか2ステップで可能に!

実習まで、最速。実習からも、最速。

準備

片付け

STEP 1 水を入れる。

STEP 2 クランプを解放。



STEP 1 クランプを閉じて
ボトルを外す。

STEP 2 ボトルの水を排水。



バルーンカテーテルの
留置が可能



カテーテルを抜いた後の
尿漏れがゼロに



側臥位・
グリセリン浣腸が可能



模擬軟便を用いた
清拭実習が可能

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>
E-Mail : info@sakamoto-model.com