

装着×据置タイプ 女性導尿&浣腸シミュレーターPlus 男性導尿&浣腸シミュレーターPlus

●重量／約2kg ●ケースサイズ／W58×D46×H29cm

●付属品／模擬軟便（黄褐色）、模擬軟便攪拌用容器、模擬軟便攪拌用マドラー、トレー、交換用逆流防止弁2個、ボトル、ボトル用スタンド、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ベビーパウダー、防水パンツ、受け台（机上用）、収納ケース、包皮（男性のみ）

導尿と浣腸、二つの実習をこの一体で。
新たに装着体験実習も可能になりました。




▲ 女性導尿&浣腸シミュレーター



▲ 男性導尿&浣腸シミュレーター




据置時(受け台を使用)



装着時(防水パンツを使用)



据置時(受け台を使用)



装着時(防水パンツを使用)

1 多彩なニーズに全対応！

性器部パーツはワンタッチで簡単に着脱可能です。
専用台に設置しての手技確認実習や付属パンツに装着しての臨床シミュレーション、様々なニーズに対応！
男女性器を入れ替えての実習も可能です。



2 導尿手技の"2 in 1"

従来の据置タイプと装着タイプの導尿手技の2つの特長をこの1台で可能にしました。
もちろん、従来通りのFIT感、機能性も再現しています。



据置実習でのバルーン留置確認



装着実習でのカテーテル挿入、排尿の確認

3 浣腸／清拭

従来の装着タイプに無かった浣腸手技の機能を新しく追加しました。
また、付属の模擬軟便を使用した清拭実習、陰部洗浄も可能です。



装着後、側臥位での浣腸実習



付属の模擬軟便を使用した清拭実習

M200-8

装着×据置タイプ 導尿 & 浣腸シミュレーターPlusセット (男女性器セット)

- 構成／男性器 1個、女性器 1個、装着パンツ、受け台（机上用）
- 付属品／模擬軟便（黄褐色）、模擬軟便攪拌用容器、模擬軟便攪拌用マドラー、トレー、交換用逆流防止弁 2個、ボトル、ボトル用スタンド、バルーンカテーテル 16Fr、ネラトンカテーテル 8EG、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納ケース、包皮

