

女性導尿 & 浣腸シミュレーター 男性導尿 & 浣腸シミュレーター

- 重量/約5.5kg ●バッグサイズ/W55×D41×H26cm
- 付属品/模擬軟便(黄褐色)、模擬軟便攪拌用容器、模擬軟便攪拌用マドラー、トレー、交換用逆流防止弁2個、ボトル、ボトル用スタンド、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納バッグ、包皮(男性のみ)

導尿と浣腸、2つの実習をこの1体で。



特長

1 取り外し可能

性器部パーツは簡単にワンタッチで取り外すことができます。本体はそのままに、男女性器を入れ替えての実習も可能です。



2 耐久性アップ

破れやすかった性器部の素材をリニューアル!人肌に近い質感はそのままに、耐久性がアップしました。



3 バルーンカテーテルの留置が可能

カテーテルは12Fr~18Frまで使用可能。
バルーンカテーテルの留置の様子が確認可能。



4 使用後はボトルを外して排水できる簡単設計



M200-3

導尿 & 浣腸シミュレーターセット(男女性器セット)

- 構成/ボディ1台、男性器1個、女性器1個
- 付属品/模擬軟便(黄褐色)、模擬軟便攪拌用容器、模擬軟便攪拌用マドラー、トレー、交換用逆流防止弁2個、ボトル、ボトル用スタンド、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ベビーパウダー、収納ケース、包皮

