

M177-2

基礎
看護

成人
看護

老年
看護

サカモトドレナージシミュレーター

NEW

- 重量／約2.3kg ●ケースサイズ／W34×D26×H22cm
- 付属品／専用ポンプ、接続ポンプ、ボディ、模擬体液作成キット

ドレーン管理の基礎をリアルに体験



特長

滲出液の色・粘度・排出速度を自在に再現

付属のキットで模擬滲出液を自由に作成できます。
同時に2種類の模擬滲出液をポンプにセット可能。



ドレーンの固定や抜去にも対応

オプション品の表皮を使って、ドレーンの固定や抜去の
トレーニングができます。



オプション品

サカモトドレナージシミュレーター用表皮3枚

