

M212-1/M212-2

透明女性導尿浣腸模型 透明男性導尿浣腸模型

- 重量/約6kg ●ケースサイズ/W59×D46×H31cm ●重量/約6kg ●ケースサイズ/W59×D46×H31cm
- 付属品/イルリガートル、イルリガートルスタンド、トレー、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ペーパーパウダー、収納ケース

膀胱と直腸を透明化。

カテーテル挿入の状態を確認でき、前立腺もリアルに再現。



導尿によって実際に尿（水）が流出します。



導尿によって実際に尿（水）が流出します。

特 長

- 外性器は実物に近い構造で、小陰唇を開くと粘膜ひだや尿道口が確認できるよう再現。
- バルーンカテーテルや浣腸器の挿入手技を学べ、実際に近い抵抗感や圧迫感を体験可能。新たに前立腺と直腸を再現。
- 骨盤が組み込まれており、膀胱の位置に基づいて導尿の角度を学べます。



※外性器は模型本体から取り外せません

