

M213 血液透析穿刺トレーナー



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION



エコーガイド下でのシャント血管穿刺が可能



透析機器との接続が可能



シャント音の確認が可能


エコーガイド下でのシャント血管穿刺





短軸・長軸いずれのアプローチにも対応



脱血・送血・流量の不良状態を再現可能



シャント音とカラードプラ画像による血流確認が可能



point!

血管・注射パッドの交換が簡単。パッドが消耗するまでは血管のみの交換で、繰り返しトレーニングが可能です。



M213 血液透析穿刺トレーナー

- 付属品／交換用血管(10本入り)、トレー、収納ケース
- 交換用パーツ／交換用血管(100本入り)
交換用注射パッド(前腕用)
交換用注射パッド(上腕用)



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
TEL 075-701-1135 FAX 075-722-5638
URL <https://sakamoto-model.co.jp>
E-mail info@sakamoto-model.com

