

M107



SAKAMOTO MODEL CORPORATION

サカモトインファントウォーマーシミュレーター

●サイズ/W52×D77×H177cm

新生児の観察
出生時ケアの
トレーニングに。

軽量・キャスター付きで
らくらく移動!

実習可能項目

- 加温ヒーターの設定シミュレーション※1
- アラーム・タイマーの設定
- 照明の操作
- 体温表示シミュレーション ※2
- パルスオキシセンサーの接続
- 脈拍表示シミュレーション※2
- 呼吸補助装置の操作※3
- 3誘導心電図の装着
- 吸引手技

※1 実際の加温機能はありません。
※2 表示される数値は実際のものではありません。
※3 送気されるのは空気です。




オプション

豊富なオプション品を活用して、幅広いトレーニングを!



心電用電極



心電計用接続リード線



ジャクソンリース回路



パルスオキシセンサー



エアポンプ



体温プローブ



新生児人形



酸素流量計



壁掛式吸引器