

# サカモトマイクロチップ装着トレーナー

監修: グラス動物病院 統括院長 小林 豊和  
帝京科学大学 深山 俊治

義務化となったマイクロチップ装着のためのトレーナーがついに完成!  
獣医師・愛玩動物看護師の技術トレーニングに。



表皮の交換も可能!

## 特長

### 1 肩甲骨・筋肉部を再現




小型犬から中型犬サイズの肩甲骨部を内蔵しており、刺入個所の特定の技術習得が可能です。

### 2 リアルな表皮



実際の犬や猫の表皮の伸縮性や質感を再現しました!  
繰り返しの刺入ももちろん可能です。

### 3 ダミーのマイクロチップを内蔵



マイクロチップ装着からリーダーでの読み取りまで一連の流れをトレーニングできます。(出荷時にはダミーのマイクロチップが装着されています。)