




SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

Z101

小動物膀胱穿刺エコートレーナー



膀胱穿刺時のエコー画像

エコーで見て、穿刺、採尿ができる
繰り返しの使用が可能！！

デモ機をご用意！
ご照会お待ちしております！

教育と医療の現場をつなぐ

株式会社 坂本モデル

T 075-701-1135 F 075-722-5638

MAIL: info@sakamoto-model.com

エコーを使った安全な膀胱穿刺のためのトレーニングに


Point1 繰り返し使え、穿刺跡が表面に残らず、エコー画像にも残りやすい素材です。



Point2 短軸、長軸穿刺に対応した、ファントム構造。




短軸像にて穿刺時



長軸像にて穿刺時

Point3 実際に模擬尿(水)を膀胱内に注入し、採尿できます。

Point4 手のひらサイズで実習場所を選びません、後片付けも簡単！！



Z101

小動物膀胱穿刺エコートレーナー

サイズ：H11.5×W12×D13(cm) 1.2kg

構成：膀胱本体部、注入用シリンジ、ベビーパウダー専用カップ、専用トレー