

M193-2

組織損傷超音波観察トレーニングファントム ベーシックセット

- 本体ボディ／重量：1.7kg
- 本体パーツ／
数量：仙骨ブロック1種（正常）、大転子ブロック1種（正常） 総重量：2.2kg
- 付属品／ベビーパウダー



実習

褥瘡の生じやすい部位の皮膚・皮下組織の
内部構造理解とエコー機器操作の基礎トレーニングに
褥瘡に関連性の高い、骨や筋肉を内蔵。褥瘡に関する内部構造把握の集中的な学習に最適です。

1 部位の確認

側臥位には大転子、腹臥位には仙骨を内蔵。褥瘡の生じやすい部位の確認トレーニングが可能です。

大転子部



仙骨部



2 短軸、長軸の抽出

短軸、長軸、全方位から最適な画像を映し出すことが可能です。


ジェルの使用も
可能です。



短軸



長軸



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34

Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp> E-Mail : info@sakamoto-model.com

※エコーの実機は含みません。