



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

# M208

## サカモト膀胱内エコー観察トレーナー

サイズ：H11.5×W12×D13(cm) 1.2kg

構成品：膀胱本体部、専用潤滑剤、注入用シリンジ、ベビーパウダー  
専用カップ(300cc)、専用バルーンカテーテル(16Fr)、トレー×2

排尿に伴う尿残量の変化をリアルタイムに観察できる!!



短軸像(排尿前)

尿道留置カテーテルの挿入時

# トレーナーを使ったエコーによる膀胱観察画像

短軸像



排尿前の膀胱

長軸像



排尿前の膀胱

短軸像(排尿前)




膀胱留置カテーテルの挿入時

長軸像(排尿前)



膀胱留置カテーテルの挿入時



膀胱尿量自動計測

長軸像



排尿後の膀胱

残尿量、バルーンカテーテルを膨らませ留置、カテーテルの挿入、抜去、排尿して膀胱が縮む等リアルタイムで観察出来ます。

株式会社坂本モデル



本社

〒606-0865

京都市左京区下鴨東高木町34

Tel 075-701-1135

Fax 075-722-5638

URL <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)