



M135

胃・十二指腸内視鏡練習モデル

●重量/約11kg ●サイズ/W98×D32×H35cm ●付属品/シリコンスプレー

上部消化器(胃・十二指腸)への
内視鏡(ファイバースコープ)挿入を
容易に実習できるモデルです。



実習

食道・胃・十二指腸の検査法

胃壁にそって内視鏡を進めると、幽門を介し、十二指腸球や十二指腸下行部に挿入できます。
胃の上部では大湾曲部での内視鏡の反転も可能です。

十二指腸直達鏡検査法 (ファーター乳頭部カテーテル挿入法)

十二指腸球部の先端に位置するファーター乳頭の確認も可能です。

胃と十二指腸はモデル本体から取り外すことができ、
洗浄・交換が可能です。

*口腔・咽頭・食道部頭部も取り外すことができます。



株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com