

# M160

## 透明女性導尿模型

●重量／約6kg ●ケースサイズ／W59×D46×H31cm

●付属品／イルリガートル、イルリガートル用スタンド、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ペビーパウダー、収納ケース

導尿のシミュレーションと解剖学の理解が同時に可能。

膀胱も透明の素材で作られているため、バルーンカテーテルの留置状態を外から観察することができます。

さらに、リアル感あふれるやわらかい素材を採用してつくられる外性器は、これまでにない実物のような感覚を実現しました。



導尿によって実際に尿(水)が流出します。


### 特長

- 外性器は実物そっくりに作られており、小陰唇を開くことができ粘膜ひだなども実物に近似しています。
- 小陰唇を開かないと尿道口を見つけられないように作られています。
- 骨盤が組み込まれており、膀胱の位置により導尿の角度を学びつつ実習できます。
- バルーンカテーテル挿入の手技や留置状態を見ながら学習でき、実際のような抵抗感や圧迫感を学ぶことができます。  
(カテーテルの挿入時には必ず専用潤滑剤をご使用ください)
- 導尿によって実際に尿(水)が流出します。

### 実習




バルーンカテーテルの留置状態がわかります。



正しい導尿法の実習ができます。

### 断面図



## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)

# M160-1

## 透明男性導尿模型

●重量／約6kg ●ケースサイズ／W59×D46×H31cm

●付属品／イルリガートル、イルリガートル用スタンド、バルーンカテーテル16Fr、ネラトンカテーテル8EG、専用潤滑剤、ペーパーパウダー、収納ケース

導尿のシミュレーションと解剖学の理解が同時に可能。

膀胱も透明の素材で作られているため、バルーンカテーテルの留置状態を外から観察することができます。

さらに、リアル感あふれるやわらかい素材を採用してつくられる外性器は、これまでにない実物のような感覚を実現しました。




導尿によって実際に尿(水)が流出します。

### 実習



バルーンカテーテルの留置状態がわかります。




正しい導尿法の実習ができます。

### 特長

- 外性器は非常に精巧に作られており、実物に近似していますので実際のような抵抗感、圧迫感を学べます。
- 骨盤が組み込まれており、膀胱の位置により導尿の角度を学びつつ練習できます。
- バルーンカテーテル挿入の手技や留置状態を視覚的、触覚的に学習できます。  
(カテーテルの挿入時には必ず専用潤滑剤をご使用ください)
- 導尿によって実際に尿(水)が流出します。

### 断面図



## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)