

M118-1

“きんちゅう”くんⅡ

●重量/0.5kg ●ケースサイズ/W32×D11×H8cm ●付属品/排液バッグ、装着用ベルト、収納ケース

上腕部筋肉注射の正誤をランプ判定



特長

内蔵ランプとブザーで正誤を判定。



[緑色点灯]

OK

深さを含めて正しい位置でできた場合、**緑**色ランプが点灯します。



[赤色点滅]

部位 NG

注射部位に誤りのある場合は**赤**色ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。



[赤色・緑色点滅]

深さ NG

位置は正しいものの深過ぎた場合は、**赤・緑**両方のランプが点滅し、ブザーが鳴ります。

※ LEDランプは皮膚を越えて浮かび上がるように光ります。

実習

実習準備



マジックテープで簡単装着

触診



肩峰が組み込まれているため、注射部位を正しく確認できます。

つまむ



指でつまむと筋肉がリアルに盛り上がり、注射部位を定められます。

上腕筋肉注射



深さまで正しい注射部位の測定が可能。表皮は極めて生体に近く、何度練習しても針跡が残りません。

皮下注射



皮下注射も可能です。

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com