



SAKAMOTO MODEL
CORPORATION

M118-2

“きんちゅう”くんエアー(5ヶ1組)

サイズ：H10×W30×D7(cm) 150g
構成：きんちゅうくんエアー本体部、装着用ベルト

軽くて丈夫で高品質！5ヶセットをこの価格でご提案!!
ワクチン接種等の筋肉注射の一連操作に最適です。



特長

- 電気を使わない構造で生理食塩水や様々な薬剤投与を想定したトレーニングに最適です。
- 表皮部は針跡が残らない特殊素材で繰り返しの刺入に使用でき、交換可能です。
- 内部構造は肩峰を再現しており、刺入部位確認の手技に最適です。
- 装着面は注射針を通さない硬質素材で様々な体型の方にフィットする様に設計し専用ベルトで装着者に固定できます。

多人数ワクチン接種トレーニングに最適です!!



注射パッドは簡単に外せます



肩峰部も内蔵、手技確認可能



排液も簡単、薬液使用も可能

株式会社坂本モデル

本社

〒606-0865
京都市左京区下鴨東高木町34

Tel 075-701-1135

Fax 075-722-5638

URL <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail info@sakamoto-model.com