

M151

手背の静脈注射シミュレーター

- モデルは実物に近い外観と柔軟性及び可動性があり、手甲、手指の屈曲が可能で点滴注射等の実習に最適です。
- 血管の蛇行は実物に近似して、正確に作られています。
- 表皮及び血管の交換が簡単に行えます。



M117-1

上肢注射訓練模型

- ケースサイズ/W71×D28×H11.5cm
- 付属品/皮膚2枚(予備)、血管1組(予備)、模擬血液用原液(100cc)



実物そっくりな注射の感触が得られ、実習後の手入れや血管の交換が容易なように作られています。

M117-3

電動循環式・ 上肢注射訓練模型 (腕2本付)

- 腕ケースサイズ/W56×D29×H12.5cm
- ポンプケースサイズ/W23.5×D31.5×H25cm
- 付属品/皮膚2枚(予備)、血管1組(予備)、模擬血液用原液(100cc)、追加腕1本



血液循環式

付属の電動循環ポンプの作動により、静脈注射、輸液注入、採血の実習効果が期待できます。

M117-5

電動循環式・ 上肢注射訓練模型 (腕1本付)

- 腕ケースサイズ/W56×D15×H12.5cm
- ポンプケースサイズ/W23.5×D31.5×H25cm
- 付属品/皮膚2枚(予備)、血管1組(予備)、模擬血液用原液(100cc)



<別売 M117-6血管(2本組)、M117-7皮膚(2枚組)、M117-8模擬血液用原液(100cc)>

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com