


# M152-3

## サカモト殿筋注射トレーナー（側臥位モデル）

●重量/約3.2kg ●付属品/注射部位確認カバー、排液バッグ

### クラークの点・ホッホシュテッターの 部位に対応した側臥位モデル

側臥位モデルなので、より実践的なトレーニングが可能です。  
表皮は針跡の残らない特殊素材です。



誤った部位であれば「赤ランプ」点滅とブザーで警告します。  
正しい部位に穿刺すると「緑ランプ」で成功を知らせます。  
(クラークの点・ホッホシュテッターの部位のみ)



正しい部位であれば実際に液を注射することができます。  
※薬液は使用しないでください。液は水(水道水のみ)を使用してください。

### 実 習

ホッホシュ  
テッターの  
部位



クラークの点



上前腸骨棘・上後腸骨棘・大転子などの骨格を触ることができ、注射部位を探す訓練に最適です。  
※内部構造の学習には『M152-2 殿筋注射部位クリア3Dモデル』が有用です。

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)