

# M153

## “でんちゅう”くん


意匠  
登録

●重量／約2kg ●ケースサイズ／W50×D35×H15cm ●付属品／装着用ベルト、排液バッグ、保存用パッケージ、収納ケース

### 触診による四分三分法の確認



表皮は針跡の残らない特殊素材です。



部位の図が保存用パッケージに記されています。

- 生徒全員で一斉授業が可能となり、1回の授業時間内に何回もの実習ができ、いっそうの技術の向上に貢献します。
- 二人一組のペアになり交替で看護師と患者に別れて実習ができ、装着型なので人体と交互に比較実習ができます。
- 腸骨稜、大転子、上後腸骨棘が組込まれており、触診により殿部筋肉注射技術(四分三分法)の確認ができます。
- 間違った部位や、安全部位でも深く刺入しすぎると赤ランプとブザーで警告します。また正しい注射部位では緑ランプで知らせます。
- 装着型なので人体やモデル人形に装着して、よりリアルで実践的な練習ができます。

### 実習



触診により正しい部位に注射実習ができます。



水(水道水のみ)の注入が可能です。



パッケージを使うことで1人での実習もできます。

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)