


M203

電動サカモト静脈穿刺トレーナー

- 重量/4.5kg ●ケースサイズ/W61×D28×H20cm
- 付属品/腕モデル×2本、注射パッド(血管付)×2個、タンク一体型ポンプ、ACアダプター、交換用血管×10本(標準サイズ)血管通し棒、ベビーパウダー、予備止水キャップ×2個



静脈注射のトレーナーに、新しく二種のラインナップが誕生。
コストと使いやすさを追求しました。

特長

1 ソフトな感触の注射パッド

従来のパッドをより柔らかく、感触のリアルさを極限まで追求いたしました。
逆血の再現、真空採血管の使用も可能です。
(M203,M204共通)



2 準備、後片付けも手間いらず

コンパクトで持ち運び可能なタンク一体型ポンプを開発いたしました。
ポンプキットの電源を入れるだけですぐ血管内に水を満たし準備ができ、傾けるだけで水をタンクに集め、片付ける事が出来ます。(M203のみ)

電源ONで実習可能！
AC電源も電池もどちらもOKです！



倒すだけで腕の中の水を回収してくれます！

3 低コスト

注射パッドを耐久性、コスト面から再度見直しました。これにより、従来品よりさらに多くの方に繰り返しのトレーニングを行って頂けます。



option

M203-1 静脈穿刺トレーナー用交換パッド

M181-1 交換用血管 標準(100本1組)

M181-2 交換用血管 細(100本1組)

※M203、M204共用パーツになります。

M204

サカモト静脈穿刺トレーナー ライト

- 重量/2.5kg ●バッグサイズ/W25×D58×H22cm
- 付属品/腕モデル、注射パッド(血管付)、イルリガートル、イルリガートルスタンド、交換用血管×10本(標準サイズ)血管通し棒、デイスボカップ、ベビーパウダー

シンプルな構造で低コストを再現
複数台を検討するのに最適です。

