


M205

サカモト怒張型I.V.トレーナー

- ケースサイズ/W45×D27×H 20 cm 重量/約 3.5kg
- 付属品/注射パッド付腕モデル×2本 タンクー体型ポンプ ACアダプター 静脈神経クリアシート×2枚 予備止水キャップ×3
デイスポカップ 単三電池×4本



特長



1 血管怒張機能

10000回（弊社試行結果）穿刺しても漏れない血管パッドに新たに正中皮静脈を内蔵いたしました。漏れないのでパッドを代えるランニングコストがかかりません。ポンプ部の怒張ボタンを押して頂くと写真のように血管が怒張します。もちろん、怒張時に穿刺、採血も可能です。



静脈注射



点滴



採血



真空採血管

2 様々な手技に対応した注射パッド

様々な静脈注射トレーニングに対応できる注射パッドを開発、搭載しました。テープの固定はもちろん、逆血確認もOK。付属のシートを装着する事で解剖知識習得にも最適です。



静脈神経シート装着図

3 1台で色々な役割のタンクー体型ポンプ

ボタン一つで模擬血液の流量を調整するポンプ、血液をためるタンク、一体型にする事で実習スペースの幅をとりません。片付けの際、ポンプを後ろへ倒すだけで実習後の血管内の模擬血液をポンプへと。もう片付けにはお時間をとらせません。

