

M702

# サカモトドール

2022.10~



SAKAMOTO MODEL  
CORPORATION

目指したのは  
使いやすさと  
美しさの両立。



# 実習現場の 「欲しい」を追求



## 軽い



軽量化の  
実現



## 強い



曲げや衝撃に  
強い素材を  
採用



# 丈夫

■  
耐久性の  
向上



## 実習可能項目一覧



口腔ケア



栄養(経口・経鼻)



気管切開ケア



ストーマケア



導尿



足浴

中心静脈ケア

胃ろうケア

筋肉注射

清拭

胃洗浄／腸洗浄

吸引

浣腸

摘便

おむつ交換

体位変換

洗髪※

静脈注射／採血※


※ 別売りオプションが必要です。

実習に幅広く  
活用できるから  
大満足!



# M702 サカモトドール


- 身長／約158cm
- 重量／約11kg
- 材質／塩化ビニール



## 付属品

- 寝衣
- 専用潤滑剤
- 模擬胃ろうカテーテル
- 模擬気管カニューレ
- カテーテル一式

( パルーンカテーテル 14Fr、胃カテーテル 10mm、  
栄養カテーテル No.4、ネラトンカテーテル 15EG、  
ネラトンカテーテル 8EG )



## 別売品

### M702-4 洗髪用かつら



外性器は男性器に交換可能

### M702-2 男性生殖器

- 重量／1ヶ 0.5kg
  - 付属品／イルリガートル、腸
- <別売スタンド>  
¥5,500(税込 ¥6,050)



注射・採血の基礎技術習得を、簡単・スピーディーに実現

### M181 装着型静脈注射トレーナー I.V.Pad アイ・ヴィ **特許**

- 数量／5ヶ一組
- 重量／約1.3kg(5ヶ)
- サイズ／W45×D27×H10cm
- 付属品／交換用血管(標準)10本、  
血管通し棒1本、  
収納ケース



## 株式会社坂本モデル

本社	〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34
Tel	075-701-1135
Fax	075-722-5638
URL	<a href="https://sakamoto-model.co.jp">https://sakamoto-model.co.jp</a>
E-Mail	info@sakamoto-model.com