

M114-1

マンマシミュレーター (乳房マッサージシミュレーター)

●ケースサイズ/W48×D48×H18cm ●付属品/ベビーパウダー、収納ケース



肋骨が組み込まれ、よりリアルに

- 胸部肋骨と生体皮膚・皮下脂肪に近い特殊樹脂の構成により産褥中の乳房の手当、マッサージが実物に施すようなリアルな感触で実習できます。
- マッサージの手掌の方向に従って、内部の乳房脂肪体も動き、また乳房基底部にも手指をくいこませることができます。
- 乳首も柔らかく新産婦の初乳マッサージに最適です。

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com