

M115

乳房触診練習器

- ケースサイズ/W36×D27×H17cm
- 付属品/ベビーパウダー、収納ケース

自己診断技術の習得

- 自分で胸部と脇の下を完全に触診し、チェックできます。
- 人体に近似した素材ですので、乳房自己診断技術の習得・実践に理想的なものになっています。
- 片方の乳房には、一般的に乳癌の発生しやすい部分にいくつかのしこりを設けています。もう片方の乳房は比較しやすいよう正常なものにしてあります。



実 習

乳癌の兆候の触診実習

片方にしこりを設け、もう片方は正常な状態に設定しています。

<p>正常</p>	<p>しこり</p>	<p>乳癌の兆候</p> <table border="0"><tr><td>リンパ節.....</td><td>1 2</td></tr><tr><td>しこり1.5mm.....</td><td>3 4</td></tr><tr><td>しこり2.0mm.....</td><td>5</td></tr><tr><td>皮膚の変色、くぼみ.....</td><td>6</td></tr><tr><td>ピッグスキン.....</td><td>7</td></tr><tr><td>(オレンジの皮のような状態)</td><td></td></tr><tr><td>乳首の陥没.....</td><td>8</td></tr></table>	リンパ節.....	1 2	しこり1.5mm.....	3 4	しこり2.0mm.....	5	皮膚の変色、くぼみ.....	6	ピッグスキン.....	7	(オレンジの皮のような状態)		乳首の陥没.....	8
リンパ節.....	1 2															
しこり1.5mm.....	3 4															
しこり2.0mm.....	5															
皮膚の変色、くぼみ.....	6															
ピッグスキン.....	7															
(オレンジの皮のような状態)																
乳首の陥没.....	8															

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com