

M178

装着型血圧測定シミュレーター ハカール“けつあつ”くん

<別売 M178-1スピーカー>

●重量/4.4kg ●ケースサイズ/W45×D40×H21cm

脈触知から聴診まで、 血圧測定技術の向上を サポート

特長

1 血圧、脈拍測定部位に装着!



2 橈骨動脈の脈触知が可能



3 コロトコフ音の確認が可能



※付属の血圧計はアナロイド式です。お手持ちの水銀血圧計にも対応しています。

実習

簡単設定&操作

シンプルでわかりやすい画面表示、ボタン、ダイヤルによる簡単操作。

設定範囲

血圧/50~250mmHg
脈拍/20~150拍

設定画面



point!



モニターの表示部のブラインド化が可能。
試験にも使用できます。



一人での自己学習、二人一組での
対面学習に対応!



看護実習モデル“ニューともこ”
(M102)や別売りの装着用腕
(M182)に装着可能です。

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com