

M179

バイタルサインシミュレーター サカモトベビータッチ

- 重量/7.2kg (付属品含む)
- ケースサイズ/W55×D32×H37cm
- 付属品/産着、聴診器、体温計、ベビーパウダー、収納ケース

新生児特有の
バイタルサインを
高い精度で表現



特長

1 簡単
タッチパネル操作



2 4ヶ国語に対応!

3 心音、脈拍、呼吸、体温4つのバイタルサインは細かな5~6段階設定!

バイタルサインシミュレーター Baby Touch Language			
心拍数	脈拍数	呼吸数	体温
120	120	40	正常
60/80	120	40	正常
60	80	120	140
160	200		

バイタルサインシミュレーター Baby Touch Language			
心拍数	脈拍数	呼吸数	体温
120	120	40	正常
60/80	120	40	正常
20	40	50	60
80	100		

4 停留精巢の確認、大泉門の触知が可能になりました。

Renewal



実習

シームレス構造で新生児の体躯、皮膚の質感を忠実に再現。本番さながらの実習が可能です。

心音測定
胸部で心音を聴取



「60・80・120・140・160・200」の6段階設定

脈拍測定
6ヶ所で測定



頭動脈

桡骨動脈

呼吸測定
胸腹部の上下運動で測定



「20・40・50・60・80・100」の6段階設定

体温測定
肛門で測定



5段階設定(約32度~42度)

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com