


# M175-1

## 透明吸引説明模型ミエール“キュウイン”

●約5.5kg ●ケースサイズ/W68×D34×H32cm ●付属品/LED付き吸引チューブ、専用潤滑剤、収納ケース


医療や看護そして介護従事者にとって頻度の高い経口または経鼻での吸引、そして気管カニューレ内での吸引。患者に負担をかけずにスムーズな処置が行えるよう、複雑な内部構造を理解できるオールクリアタイプを開発。人体内部での手技を可視化することによって、解剖学的な理解を促進します。



### 特長

#### 1 内部構造がすべて見えるよう、頭蓋骨から気管までをすべてクリアに

舌、喉頭蓋、気管、食道などを視覚的に把握できるオールクリアタイプ。鼻腔や口腔内といったさまざまな部位の構造や気道と食道の関係性など、人体の解剖学的理解を強く促すことができます。



専用カテーテル▶

#### 2 LEDつきカテーテルを使用することで吸引チューブの位置を可視化

ピンポイントに通過地点をライトアップすることができるLED付き専用カテーテルを付属。さまざまな吸引における人体内部のチューブの動きを体感することができます。



梨状窩部位の吸引位置確認



気管支部位への到達確認

#### 3 さまざまな部位で吸引チューブの確認が可能



※模擬痰を使った吸引はできません。

## 株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

URL : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : [info@sakamoto-model.com](mailto:info@sakamoto-model.com)