

M175

サカモト吸引シミュレーター

- 重量/約15kg ●ケースサイズ/W68×D34×H32cm
- 付属品/模擬痰、模擬痰攪拌用容器、模擬痰攪拌用マドラー、チューブ付きシリンジ、専用潤滑剤、ベビーパウダー、洗浄用ろうと、洗浄用チューブ、シリコン栓、トレー、収納ケース

呼吸管理の基本、気管内吸引法を学習

リアルな質感をもつシミュレーターでさまざまな吸引法を学ぶことができます。


口腔内・鼻腔内の吸引に加え、経口からの挿管チューブ内の吸引も可能です。

あらかじめ気管が切開されているため気管カニューレをセットしての吸引にも対応しています。



特長

頭部が左右に可動



実習

さまざまな吸引実習が可能

口腔内の吸引



挿管チューブ内の吸引



鼻腔内の吸引



気管カニューレ内の吸引



洗浄

気管支の洗浄



口腔内の洗浄



交換用パーツ

模擬痰

株式会社坂本モデル



〒606-0865 京都市左京区下鴨東高木町34 Tel 075-701-1135 Fax 075-722-5638

U R L : <http://sakamoto-model.co.jp>

E-Mail : info@sakamoto-model.com